

# iFlex™

Protesi flessibili.  
Il termoplastico facile da usare.



- Poliolefina termoplastica utilizzata per realizzare protesi parziali flessibili.
- Un'alternativa al nylon.
- Clinicamente infrangibile.
- Facile da rifinire e lucidare.
- Riparabile e (procedura da eseguire in laboratorio)
- Nessuna macchia o cambiamento di colore.
- Alta traslucenza.
- Regolazioni delle selle facili e veloci.
- Senza monomero e ipoallergenico.



Le resine TCS sono fornite in cartucce di alluminio di varie dimensioni e diametri per adattarsi alle più comuni unità di iniezione. Ciò elimina la necessità di spendere ulteriore denaro in attrezzature. Assicurati di menzionare quale macchina di iniezione utilizzi per ricevere le cartucce del diametro corretto.



Shade	Size	25 mm	28 mm	22 mm
Light Pink (Shade 1)	S	5002-01/S1		
	M	5000-01/M1	5000-01/MF1	5005-01/M22-1
	L	5005-01/L1	5005-01/LF1	5005-01/L22-1
Standard Pink (Shade 2)	S	5002-01/S2		
	M	5000-01/M2	5000-01/MF2	5005-01/M22-2
	L	5005-01/L2	5005-01/LF2	5005-01/L22-2
Light / Dark Pink (Shade 3)	S	5002-01/S3		
	M	5000-01/M3	5000-01/MF3	5005-01/M22-3
	L	5005-01/L3	5005-01/LF3	5005-01/L22-3
Dark Pink (Shade 4)	S	5002-01/S4		
	M	5000-01/M4	5000-01/MF4	5005-01/M22-4
	L	5005-01/L4	5005-01/LF4	5005-01/L22-4
Natural (Shade N)	S	5002-01/SN		
	M	5000-01/MN	5000-01/MFN	5005-01/M22-N
	L	5005-01/LN	5005-01/LFN	5005-01/L22-N

Ogni confezione include quanto segue:

5 sacchetti di consegna, 5 istruzioni per la cura del paziente.

Ogni chilo include quanto segue:

50 sacchi di consegna, 50 istruzioni per la cura del paziente.



25 mm w / tab	500 Grm	1 Kilo	JP Bullets
5005-01/MT25-1 5005-01/LT25-1	5003-01B/1-5	5003-01B/1	5002-JP/S1  5005-JP/L1 5002-JP/S2
5005-01/MT25-2 5005-01/LT25-2	5003-01B/2-5	5003-01B/2	5005-JP/L2 5002-JP/S3
5005-01/MT25-3 5005-01/LT25-3	5003-01B/3-5	5003-01B/3	5005-JP/L3 5002-JP/S4
5005-01/MT25-4 5005-01/LT25-4	5003-01B/4-5	5003-01B/4	5005-JP/L4 5002-JP/SN
5005-01/MT25-N 5005-01/LT25-N	5003-01B/N-5	5003-01/BN	5005-JP/LN